

FOTPLATTA BAMBINO 3



Monteringsanvisning för:
Fotplatta Bambino 3
art.nr. 42341BB

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm
Insexnyckel 5 mm

- Fotplattan kan höjas och sänkas.
- Fotplattan kan sättas ihop två olika kombinationer. Ett "lågläge" (standard) och ett "högläge".
- Fotplattans vinkel kan justeras.
- Kan justeras i två djuplägen främre och bakre
- Fotplattan är uppfällbar bakåt men kan spärras i nerfällt läge



1) Höjdjustering

Lossa lite på skruv (1) med insexnyckel 5 mm på båda sidor. Justera in fotplattan till önskad höjd och drag åt skruvarna




2) Höjdjustering -LÅG läge

Fotplattan levereras i "lågläge". Om det finns behov kan man vända på fästena och montera fotplattan extra högt (Se bild 3 och 4)



3) Höjdjustering -HÖG läge

Fotplattan monterad i "högläge" med vända fästena.




4) Växla mellan hög - och lågläge

1. Lätta på skruven för vinkeljustering (nr 1 i bild 5)
2. Lossa och ta ur skruv och bricka (1) samt mutter helt på båda sidor. Insexnyckel 4 mm.
3. Ta loss fotplattan
4. För in mutter på insidan av gaveln, vänd staget (2) 180 grader, tryck igenom muttern genom staget, fäst skruven från utsidan. Upprepa på andra sidan.
5. Dra åt skruvar (1) från utsidan
6. Dra åt skruvarna för vinkeljustering med insexnyckel 5 mm (1 i bild 5) med 15 Nm.



5) Vinkeljustering

Lossa på skruvarna med insexnyckel 5 mm (1) och justera fotplattan till önskad vinkel. Drag åt skruvarna. (15Nm)




6) Djupjustering

Kan justeras i två djuplägen främre (A) och bakre (B)

1. Fäll upp fotplattan enligt bild 7
2. Lossa och ta ut skruvarna (1) med Insexnyckel 4 mm på båda sidor.
3. Tryck ut mutterhylsa från utsidan på båda sidor och ta bort fotplattan.
4. Tryck in mutterhylsan på ena sida och för in fotplattan i önskad position A eller B, upprepa på andra sidan.
5. Skruva tillbaka och dra åt skruvarna (1)
5. Skjut spärrarna (1 på bild 7) till motsatt sida, fäll ner fotplattan.

panthera®



7) Fälla fotplattan

Upp:

1. Lossa på spärrarna (1) över stopplackarna (2) genom att skjuta dem bakåt eller framåt beroende på läge.

2. Fäll upp fotplattan tills det tar stopp.

Ned:

1. Fäll ned fotplattan tills det tar stopp och tryck till så att den snäpper fast mot stopplackarna (2).

2. Lås fast fotplattan runt stopplackarna (2) med spärrarna (1).