


Luggage carrier

Assembly instruction



permobil

Thank you for choosing to be part of the Permobil family!

This is the assembly instruction of your new accessory. An assembly instruction is not a stand-alone document, but rather a complement to the wheelchair's user manual. It can sometimes refer to the user manual or the service manual.

This assembly instruction contains important information, installation instructions, and adjustment instructions. The instructions on how to install the accessory is intended for the service technician only. All other parts of the assembly instruction are intended for both the service technician and the user of the wheelchair.

If applicable, the sections Safety information and Safety instructions are included. In the section Safety information, you find definitions of all admonitions, and in the section Safety instructions you find instructions for admonitions used in this assembly instruction.

We hope that you are going to enjoy your new accessory. This accessory is intended to be used with a Permobil wheelchair. For more information regarding indoor and outdoor use, and for further information about your wheelchair, please see the wheelchair's user manual.

Contents

Important information	4
Safety information	5
Preparation.....	6
General warnings for this product	7
Installation.....	8
Safety instructions.....	19
Contact us	21

Important information

Read this manual

Read this manual, including all admonitions and instructions, before you install, maintain, or use your accessory. Failure to follow these instructions and admonitions can lead to bodily injury or damage to the accessory or wheelchair.

Visually impaired

This document can be downloaded at www.permobil.com. If you are visually impaired, use the magnifying glass in your PDF reader to achieve desired text and picture size.

Order or download a copy of the instructions

If you need another copy of this Assembly Instruction, you can order one from Permobil. Please state the order number specified on the back cover. You can also download a copy from our website: www.permobil.com

Service and repairs

Please refer to the wheelchair's User's Manual for information about service and repairs.

Reporting an incident

Please contact Permobil or your dealer if you want to report an incident. The accessory does not have a serial number. However, if the accessory is attached to the wheelchair, we will ask for the wheelchair's serial number. This serial number is located on the chassis.

Warranty and expected service life

Contact your dealer or Permobil for information about the warranty period of this product. You can find the conditions of the warranty and further information about applicable warranties on our website.

This accessory has an expected service life of five years.

Scrapping and recycling

Contact Permobil for information about scrapping and recycling agreements in force.

Safety information

The following safety labels are used throughout this manual to draw attention to items of significant importance to safety:

Labels



Warning

Signal word used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in personal injury or death.



Caution

Signal word used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in damage to the product or to other property.




Notice

Signal word used to indicate informative remarks.

Preparation








Necessary tools






Assembly kit

Luggage carrier with LED:



Luggage carrier with reflector:



General warnings for this product




① Warning

Do not stand on the luggage carrier. If you do, it can break and cause bodily injury.


MUL page 19

Installation


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.



13.




14.




$T = 2.9 \text{ N m} / 2.14 \text{ lb. ft.}$

15.




$T = 24 \text{ N m} / 17.7 \text{ lb. ft.}$

16.



17.




① Warning


Risk of pinching hands or other body parts.

MUL page 19


18.




19.




20.



21.



 5 kg / 10 lb.

Safety instructions

Warning



① Warning

- US: Risk of pinching hands or other body parts.
- CS: Nebezpečí přiskřípnutí rukou nebo jiných částí těla.
- DA: Risiko for at få hænderne eller andre legemsdele i klemme.
- DE: Quetschgefahr für Hände oder andere Körperteile.
- UK: Risk of pinching or crushing hands or other parts of the body.
- FI: Kärsien tai muiden ruumiinosien puristumisvaara.
- CA: Risque de pincement des mains ou d'autres parties du corps.
- FR: Risque de pincement des mains ou d'autres parties du corps.
- IT: Rischio di schiacciamento delle mani o di altre parti del corpo.

- JA: 手や身体の一部が挟まれる危険があります。
- NL: Risico op beknelling van handen of andere lichaamsdelen.
- NB: Fare for at hender og andre kroppsdelar blir klemt.
- BP: Risco de beliscão nas mãos ou em outras partes do corpo.
- PT: Risco de entalamento das mãos ou de outras partes do corpo.
- SL: Nevarnost stiskanja rok in drugih delov telesa.
- ES: Riesgo de atrapamiento de manos u otras partes del cuerpo.
- MX: Riesgo de atrapamiento de las manos o de otras partes del cuerpo.
- SV: Risk för klämskador på händer och andra kroppsdelar.

Warning



① Warning

- US: Do not stand on the luggage carrier. If you do, it can break and cause bodily injury.
- CS: Nestoupejte si na nosič zavazadel. Mohl by prasknout a způsobit vám úraz.
- DA: Stå ikke på bagagebæreren. Hvis du gør det, kan den gå i stykker og forårsage personskade.

- DE: Stellen Sie sich nicht auf den Gepäckträger. Nichtbeachtung kann dessen Zerstörung und Verletzungen verursachen.
- UK: Do not stand on the luggage carrier. If you do, it can break and cause bodily injury.
- FI: Tavaratelineen päällä ei saa seisoa. Täällöin se voi rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

- CA: Ne vous tenez pas sur le porte-bagages. Il risque en effet de se briser, et cela peut entraîner des blessures corporelles.
- FR: Ne vous tenez pas sur le porte-bagages. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de le casser et de vous blesser.
- IT: Non stare in piedi sul portabagagli. In caso contrario, potrebbe rompersi e causare lesioni personali.
- JA: ラゲージキャリアの上に乗らないでください。破損し、事故の原因となることがあります。
- NL: Ga niet op de bagagedrager staan. Doet u dit wel, dan kan hij breken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- NB: Ikke stå på bagasjeholderen. Hvis du gjør det, kan den brette og forårsake personskade.
- BP: Não suba no porta-bagagens. Ao subir, poderá quebrá-lo e sofrer lesões corporais.
- PT: Não se apoie nem permaneça de pé sobre o porta-bagagem. Se o fizer, este poderá partir-se e causar lesões corporais.
- SL: Ne stojte na prtljažniku. Sicer se lahko zlomi in povzroči telesne poškodbe.
- ES: No se suba en el portaequipajes. Si lo hace, puede romperse y causarle lesiones.
- MX: No se pare sobre el portaequipajes. Si lo hace, puede romperse y causar lesiones corporales.
- SV: Stå ej på bagagekorgen. Om du gör det, kan den gå sönder och orsaka personskador.

Contact us

Permobil AB
Per Uddéns väg 20
861 36 Timrå
Sweden

Tel.: +46 (0)60 59 59 00
Fax: +46 (0)60 57 52 50
E-mail: info@permobil.com
Web: www.permobil.com

Permobil Inc.
300 Duke Drive
Lebanon, TN 37090
USA

Tel.: +1 800 736 0925
Fax: +1 800 231 3256
E-mail: support@permobil.com
Web: www.permobil.com

permobil

Produced and published by Permobil
Edition: 2
Date: 2020-10-12
Order no: 337609 mul

