

NYTT MATERIAL I DEN ÄLDRE STANDARDBAKAXELN

Klicka på bilderna för större format



BAKAXEL I ALUMINIUM



BAKAXEL I KOLFIBER

NYTT MATERIAL I DEN ÄLDRE STANDARDBAKAXELN

Vi har uppdaterat bakaxelröret till den äldre standardbakaxeln med ett kolfiberör istället för aluminium som användes tidigare.

Förändringen sker stegvis. Först implementeras de bredder listade nedan, sedan kommer övriga bredder successivt förändras.

Förändringen innebär att den äldre standardbakaxeln får samma material som den nuvarande standardbakaxeln.

Den blir lättare och styvare.

Den äldre standardbakaxeln används tillsammans med [vårdarbroms](#) och [enhandsdrift](#), samt vissa [eldrivhjul](#).

Artikelnummer och pris förblir oförändrade.

Gäller art.nr:

| UPDATERADE | | |
|------------|----------------------------|--|
| ART.NR. | BENÄMNING | FÖRÄNDRING |
| 3301133 | Rör Bakaxel kpl m. bult 33 | rör av kolfiber istället för aluminium |
| 3301136 | Rör Bakaxel kpl m. bult 36 | rör av kolfiber istället för aluminium |
| 3301139 | Rör Bakaxel kpl m. bult 39 | rör av kolfiber istället för aluminium |
| 3301145 | Rör Bakaxel kpl m. bult 45 | rör av kolfiber istället för aluminium |