

## Ryggklädsel till S2-sortimentet i textilmaterial Diplomat

Klicka på bilderna för större format



S2 rygglädsel i Diplomattyg



S3 rygglädsel i Mesh-tyg

### Ryggklädsel till S2-sortimentet i textilmaterial Diplomat

Vi kommer att tidigarelägga lanseringen av ett långt framskridet textilprojekt där textilierna i S2/ Bambino/ Micro-serier uppgraderas till material från S3-serien.

Vi kommer ersätta Ryggklädsel för S2/U2-serierna med Ryggklädsel S3. Ryggklädsel S3 är kompatibel med ryggstativ i S2/U2-serierna med motsvarande höjd.

Överdelen som ingår vid köp av ryggklädsel är framtagen i nytt material för att passa 2-serien.

Ryggklädsel S2 säljs idag enbart som reservdel då rullstol S2/U2 inte längre tillverkas.

Efterfrågan på denna artikel är låg och vi kommer därför behålla befintliga artikelnummer för ryggklädslar till 2-serierna. Vid beställning på befintliga artikelnummer levererar vi originalmaterial så länge lagret räcker och byter sedan till Ryggklädsel och överdel i S3-material

| Påverkade artikelnummer |                              |         |                            | Påverkade artikelnummer |                              |         |                            |
|-------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|
| art.nr.                 | Benämning                    | art.nr. | Benämning                  | art.nr.                 | Benämning                    | art.nr. | Benämning                  |
| 3263020                 | Ryggklädsel br 30 hö 20      | 5263020 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 20 | 3263930                 | Ryggklädsel br 39 hö 30      | 5263930 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 30 |
| 3263025                 | Ryggklädsel br 30 hö 25      | 5263025 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 25 | 3263935                 | Ryggklädsel br 39 hö 35      | 5263935 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 35 |
| 3263030                 | Ryggklädsel br 30 hö 30      | 5263030 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 30 | 3263940                 | Ryggklädsel br 39 hö 40      | 5263940 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 40 |
| 3263035                 | Ryggklädsel br 30 hö 35      | 5263035 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 35 | 3263945                 | Ryggklädsel br 39 hö 45      | 5263945 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 45 |
| 3263040                 | Ryggklädsel br 30 hö 40      | 5263040 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 40 | 3264220                 | Ryggklädsel br 42 hö 20      | 5264220 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 20 |
| 3263045                 | Ryggklädsel br 30 hö 45      | 5263045 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 45 | 3264225                 | Ryggklädsel br 42 hö 25      | 5264225 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 25 |
| 3263320                 | Ryggklädsel br 33 hö 20      | 5263320 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 20 | 3264230                 | Ryggklädsel br 42 hö 30      | 5264230 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 30 |
| 3263325                 | Ryggklädsel br 33 hö 25      | 5263325 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 25 | 3264235                 | Ryggklädsel br 42 hö 35      | 5264235 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 35 |
| 3263330                 | Ryggklädsel br 33 hö 30      | 5263330 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 30 | 3264240                 | Ryggklädsel br 42 hö 40      | 5264240 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 40 |
| 3263335                 | Ryggklädsel br 33 hö 35      | 5263335 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 35 | 3264245                 | Ryggklädsel br 42 hö 45      | 5264245 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 45 |
| 3263340                 | Ryggklädsel br 33 hö 40      | 5263340 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 40 | 3264520                 | Ryggklädsel br 45 hö 20      | 5264520 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 20 |
| 3263345                 | Ryggklädsel br 33 hö 45      | 5263345 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 45 | 3264525                 | Ryggklädsel br 45 hö 25      | 5264525 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 25 |
| 3263620                 | Ryggklädsel br 36 hö 20      | 5263620 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 20 | 3264530                 | Ryggklädsel br 45 hö 30      | 5264530 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 30 |
| 3263625                 | Ryggklädsel br 36 hö 25      | 5263625 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 25 | 3264535                 | Ryggklädsel br 45 hö 35      | 5264535 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 35 |
| 3263630                 | Ryggklädsel br 36 hö 30      | 5263630 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 30 | 3264540                 | Ryggklädsel br 45 hö 40      | 5264540 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 40 |
| 3263635                 | Ryggklädsel br 36 hö 35      | 5263635 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 35 | 3264545                 | Ryggklädsel br 45 hö 45      | 5264545 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 45 |
| 3263640                 | Ryggklädsel br 36 hö 40      | 5263640 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 40 | 3265030                 | Ryggklädsel br 50 hö 30      | 5265030 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 30 |
| 3263645                 | Ryggklädsel br 36 hö 45      | 5263645 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 45 | 3265035                 | Ryggklädsel br 50 hö 35      | 5265035 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 35 |
| 3263920                 | Ryggklädsel br 39 hö 20      | 5263920 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 20 | 3265040                 | Ryggklädsel br 50 hö 40      | 5265040 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 40 |
| 3263925                 | Ryggklädsel br 39 hö 25      | 5263925 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 25 | 3265045                 | Ryggklädsel br 50 hö 45      | 5265045 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 45 |
|                         |                              |         |                            |                         |                              |         |                            |
| 3263030T                | Ryggklädsel insv br 30 hö 30 | 5263030 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 30 | 3263930T                | Ryggklädsel insv br 39 hö 30 | 5263930 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 30 |
| 3263035T                | Ryggklädsel insv br 30 hö 35 | 5263035 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 35 | 3263935T                | Ryggklädsel insv br 39 hö 35 | 5263935 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 35 |
| 3263040T                | Ryggklädsel insv br 30 hö 40 | 5263040 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 40 | 3263940T                | Ryggklädsel insv br 39 hö 40 | 5263940 | Ryggklädsel S3 br 39 hö 40 |
| 3263045T                | Ryggklädsel insv br 30 hö 45 | 5263045 | Ryggklädsel S3 br 30 hö 45 | 3264230T                | Ryggklädsel insv br 42 hö 30 | 5264230 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 30 |
| 3263330T                | Ryggklädsel insv br 33 hö 30 | 5263330 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 30 | 3264235T                | Ryggklädsel insv br 42 hö 35 | 5264235 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 35 |
| 3263335T                | Ryggklädsel insv br 33 hö 35 | 5263335 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 35 | 3264240T                | Ryggklädsel insv br 42 hö 40 | 5264240 | Ryggklädsel S3 br 42 hö 40 |
| 3263340T                | Ryggklädsel insv br 33 hö 40 | 5263340 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 40 | 3264530T                | Ryggklädsel insv br 45 hö 30 | 5264530 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 30 |
| 3263345T                | Ryggklädsel insv br 33 hö 45 | 5263345 | Ryggklädsel S3 br 33 hö 45 | 3264535T                | Ryggklädsel insv br 45 hö 35 | 5264535 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 35 |
| 3263630T                | Ryggklädsel insv br 36 hö 30 | 5263630 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 30 | 3264540T                | Ryggklädsel insv br 45 hö 40 | 5264540 | Ryggklädsel S3 br 45 hö 40 |
| 3263635T                | Ryggklädsel insv br 36 hö 35 | 5263635 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 35 | 3265030T                | Ryggklädsel insv br 50 hö 30 | 5265030 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 30 |
| 3263640T                | Ryggklädsel insv br 36 hö 40 | 5263640 | Ryggklädsel S3 br 36 hö 40 | 3265035T                | Ryggklädsel insv br 50 hö 35 | 5265035 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 35 |
|                         |                              |         |                            | 3265040T                | Ryggklädsel insv br 50 hö 40 | 5265040 | Ryggklädsel S3 br 50 hö 40 |

Klicka på bilderna för större format



Bambino rygglädsel i Diplomattyg



B3 rygglädsel i Mesh-tyg

## Rygglädsel till rullstol Bambino i textilmaterial Diplomat

Vi kommer ersätta Rygglädsel Bambino med Rygglädsel B3. Rygglädseln är helt kompatibel med alla inställningar av den justerbara Bambino-ryggen. Överdelen som ingår vid köp av rygglädsel är framtagen i nytt material för att passa Bambino.

Vid beställning av komplett rullstol eller ryggstativ komplett med klädsel ingår denna som standard och inga nya artikelnummer behöver beställas.

Vi kommer därför **behålla befintliga artikelnummer för komplett rygglädsel** Bambino. Vid beställning på befintliga artikelnummer levererar vi originalmaterial så länge lagret räcker och byter sedan till Rygglädsel och överdel i S3-material med bibehållet artikelnummer, se nedanstående tabell för del som ersätts i den kompletta rygglädseln.

| Utgående del i komplett rygg |                                 | Ersättande del i komplett rygg |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3262417                      | Rygglädsel Bambino br 24        | 5262417BL                      | Rygglädsel B3 br24 h20-28 svart |
| 3262418                      | Rygglädsel Bambino br 24 +10 cm | 5262418BL                      | Rygglädsel B3 br24 h27-35 svart |
| 3262717                      | Rygglädsel Bambino br 27        | 5262717BL                      | Rygglädsel B3 br27 h20-28 svart |
| 3262718                      | Rygglädsel Bambino br 27 +10 cm | 5262718BL                      | Rygglädsel B3 br27 h27-35 svart |
| 3263017                      | Rygglädsel Bambino br 30        | 5263017BL                      | Rygglädsel B3 br30 h20-28 svart |
| 3263018                      | Rygglädsel Bambino br 30 +10 cm | 5263018BL                      | Rygglädsel B3 br30 h27-35 svart |
| 3263317                      | Rygglädsel Bambino br 33        | 5263317BL                      | Rygglädsel B3 br33 h20-28 svart |
| 3263318                      | Rygglädsel Bambino br 33 +10 cm | 5263318BL                      | Rygglädsel B3 br33 h27-35 svart |

Forts. nästa sida

Klicka på bilderna för större format



Micro rygglädsel i Diplomattyg



Micro rygglädsel i Mesh-tyg

## Rygglädsel till rullstol Micro i textilmaterial Diplomat

Vi kommer ersätta materialet i Rygglädsel Micro. Artikelnummer förblir detsamma.

Funktion, inställningsmöjligheter och montering förblir detsamma. Klädseln har en uppdaterad design och nytt material.

### Gäller nedanstående art.nr.

| art.nr. | Benämning           |
|---------|---------------------|
| 3262400 | Rygglädsel Micro 24 |
| 3262700 | Rygglädsel Micro 27 |