

## S3 - LÄNKHJUL PÅ PANTHERA X







Panthera S3 läänkhjul



Panthera X med std läänkhjul

För de som önskar använda det nya **S3 läänkhjulet på Panthera X** så har vi tagit fram detta informationsblad som visar vilka artiklar som behövs.

Dessa delar **SKALL** användas vid montering av S3 läänkhjul på Panthera X. Oavsett om stolen är en nybeställning eller om man vill byta ut befintliga läänkhjul på befintlig Panthera X.



90 mm hjul			
Chassi	Drivhjul	art.nr.	Benämning
X	24"	2100201	Gaffel 75, hjul 90 mm, tapp X2/24"
X	25"	2100201	Gaffel 75, hjul 90 mm, tapp X2/24"
X	26"	2100204	Gaffel 90, hjul 90 mm, tapp X2/24"
120mm hjul			
Chassi	Drivhjul	art.nr.	Benämning
X	<b>26"</b>	2100205	Gaffel 75, hjul 120mm, tapp X2/24"
120mm hjul på 5" X chassi			
X 5"	24"	2100205	Gaffel 75, hjul 120mm, tapp X2/24"
X 5"	25"	2100205	Gaffel 75, hjul 120mm, tapp X2/24"
X 5"	26"	<b>2100206</b>	Gaffel 90, hjul 120mm, tapp X2/24"